



Doccia per avambraccio-polso-mano

ortesi statiche di postura

:: Ortesi in polietilene per avambraccio, polso e mano. Struttura in polietilene 3 mm di spessore. Posizione funzionale di 35° in dorsiflessione a livello dell'articolazione del polso. Fori di ventilazione.

:: **Indicazioni.** Processi infiammatori e post-traumatici della zona carpale; sindrome del tunnel carpale e tenosinoviti, immobilizzazione del polso.



Configurazione base

<i>Cod. Iso</i>	<i>Descrizione</i>
06.06.09.003	Tutore avvolgente per avambraccio e mano
06.06.30.112	Rivestimento interno



Doccia palmare per avambraccio-polso-mano-dita

ortesi statiche di postura

:: Ortesi in polietilene per avambraccio, polso, mano e dita. Struttura in polietilene ad alta densità spessore 3mm. Posizione funzionale della mano e del polso, con pollice in opposizione. Radiotrasparente.

:: **Indicazioni.** Lesioni neurologiche di origine centrale o periferica. Prevenzione e trattamento delle deformità di origine reumatica. Sindrome del tunnel carpale.



ortesi arto superiore

Configurazione base

<i>Cod. Iso</i>	<i>Descrizione</i>
06.06.12.003	Doccia rigida per avambraccio/mano
06.06.30.112	Rivestimento interno



Tutore braccio-avambraccio rigido

ortesi statiche di postura

:: Ortesi rigida in polietilene morbido dello spessore di 3 o 4 mm. Rivestimento interno in plastazote di 4 mm.

:: **Indicazioni.** In patologie neuromuscolari, flessione spastica dell'articolazione di gomito.



Configurazione base


<i>Cod. Iso</i>	<i>Descrizione</i>
06.0615.018	Tutore braccio/avambraccio rigido avvolgente



Doccia per avambraccio-mano con articolazione polso

ortesi funzionali

:: gfhdfgdfgdfgdfgdf



ortesi arto superiore

Configurazione base

<i>Cod. Iso</i>	<i>Descrizione</i>
06.06.12.009	Tutore avvolgente per avambraccio e mano
06.06.30.163	Arresto graduabile al polso (x2)
06.06.30.112	Rivestimento interno